



Nama Anggota:

1. A Kevin Sergian (121140125)
-

Program Pendeteksi Sinyal Respirasi dan Sinyal rPPG

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah "Pengolahan Sinyal Digital IF(3024)" yang dapat digunakan untuk memperoleh sinyal respirasi dan sinyal *remote-photoplethysmography* (rPPG) dari input video web-cam secara *real-time*.

Program ini memperoleh sinyal respirasi dengan menggunakan *pose-landmarker* dari MediaPipe untuk menghitung pergerakan bahu saat pengguna melakukan pernapasan. Sedangkan untuk sinyal rPPG, program ini menggunakan *face-detector* dari MediaPipe dan algoritma *Plane Orthogonal-toSkin* (POS) untuk menghitung detak jantung secara non-kontak dengan menganalisis perubahan warna pada wajah pengguna[1].

2 Alat dan Bahan

Untuk menyelesaikan proyek ini, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk membuat program yang dapat memperoleh sinyal respirasi dan sinyal rPPG secara non-kontak. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan:

2.1 Bahasa Pemrograman

Dalam pengembangan program proyek ini, digunakan bahasa pemrograman Python karena memiliki dukungan *library* yang umum digunakan untuk proyek komputer visi.

2.2 Library

Berikut merupakan *library* yang digunakan pada pengembangan proyek ini:

1. OpenCV: Digunakan untuk memproses gambar dan video.
2. MediaPipe: *face-detector* dan *pose-landmarker* dari MediaPipe digunakan untuk membuat landmark pada wajah dan bahu pengguna.

3. PyQt: Digunakan untuk membuat grafik antarmuka.
4. NumPy: Digunakan untuk pengolahan data numerik, seperti penghitungan sinyal dan transformasi data.
5. os: Digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi sistem operasi
6. sys: Digunakan untuk mengakses variabel sistem
7. requests: Digunakan untuk mengirimkan permintaan HTTP
8. tqdm: Digunakan untuk membuat progress bar
9. platform: Digunakan untuk mengakses informasi sistem operasi dari pengguna
10. scipy: Membantu dalam analisis sinyal, termasuk ekstraksi fitur dari sinyal respirasi dan rPPG.

2.3 Metode dan Algoritma

Berikut merupakan Metode dan Algoritma yang digunakan pada pengembangan proyek ini:

1. Ekstraksi Sinyal rPPG: Menggunakan algoritma *Plane Orthogonal-to-Skin* (POS) berbasis perubahan intensitas warna pada area wajah untuk mendeteksi sinyal detak jantung [1].
2. Ekstraksi Sinyal Respirasi: Menggunakan analisis pergerakan bahu dan area wajah untuk mendapatkan pola respirasi pengguna [2].

3 Penjelasan

Program pada proyek ini dibagi menjadi 4 modul, yaitu `main.py`, `check_gpu.py`, `download_model.py`, dan `heart_rate.py`. Berikut adalah penjelasan mengenai alur kerja program yang dikembangkan pada proyek ini:

3.1 Instalasi Library

Agar dapat menjalankan program, pengguna dapat menambahkan beberapa library ke dalam python environment yang akan digunakan. Pengguna dapat mengunduh library yang digunakan menggunakan dua cara, yaitu:

3.1.1 Menggunakan requirements.txt

Kode 2: Install Library/Pustaka menggunakan requirements.txt

3.2 Modul main.py

3.2.1 Import Library

Library yang digunakan pada program ini adalah sebagai berikut: `sys`, `NumPy`, `OpenCV`, `os`, `subprocess`, `requests`, `tqdm`, `MediaPipe`, `PyQt`, `PyQtgraph`, `platform`, `SciPy`. Selain itu, fungsi `cpu_POS.py`, `download_model_face_detection`, `download_model_pose_detection`, dan `check_gpu` dipanggil sebagai modul dari folder `utils`.

```
3  import sys
4  import numpy as np
5  import cv2
6  import mediapipe as mp
7  from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel, QVBoxLayout, QGridLayout
8  from PyQt5.QtCore import QTimer, Qt
9  from PyQt5.QtGui import QImage, QPixmap
10 import pyqtgraph as pg
11 from scipy.signal import find_peaks
12 from utils.download_model import download_model_face_detection, download_model_pose_detection
13 from utils.check_gpu import check_gpu
14 from utils.heart_rate import cpu_POS, bandpass_filter_signal, moving_average_filter, get_initial_roi
```

Kode 3: Import Library/Pustaka

3.2.2 Kelas HeartRateMonitor

Berikut merupakan penjelasan dari kelas HeartRateMonitor:

```
20 class HeartRateMonitor(QWidget):
```

Kode 4: Kelas HeartRateMonitor

Kelas HeartRateMonitor berfungsi untuk menampilkan *Graphic User Interface* (GUI) dan menghitung detak jantung dan pernapasan secara real-time. Selain itu, Kelas ini akan menyimpan nilai sinyal rppg dan nilai sinyal pernafasan dari pose detection. Berikut merupakan penjabaran dari kelas HeartRateMonitor:

```

25 def __init__(self):
26     """
27     Konstruktor kelas HeartRateMonitor.
28     Menginisialisasi GUI, kamera, detektor MediaPipe, dan properti sinyal/plot.
29     """
30     super().__init__()
31     self.initUI()
32
33     # Platform Specific Camera Backend
34     video_backend = cv2.CAP_DSHOW if sys.platform == 'win32' else cv2.CAP_AVFOUNDATION
35     self.cap = cv2.VideoCapture(0, video_backend)
36     if not self.cap.isOpened():
37         print("Error: Could not open video stream. Please check webcam.")
38         sys.exit(1)
39
40     self.fps = self.cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
41     if self.fps == 0:
42         print("Warning: FPS is 0, setting to default 30.")
43     self.fps = 30
44
45     # Properties for Storing values
46     self.r_signal, self.g_signal, self.b_signal = [], [], []
47     self.resp_signal = []
48
49     # Initialize MediaPipe detectors
50     self.face_detector = self.initialize_face_detector()
51     self.pose_landmarker = self.initialize_pose_landmarker()
52
53     # Inisialisasi properti untuk ROI pernapasan berbasis landmark
54     self.resp_roi_center_y_history = []
55     self.last_pose_landmarks = None
56
57     self.left_x_resp = None
58     self.top_y_resp = None
59     self.right_x_resp = None
60     self.bottom_y_resp = None
61
62     # Setup QTimer for frame updates
63     self.timer = QTimer()
64     self.timer.timeout.connect(self.update_frame)
65     self.timer.start(1000 // int(self.fps))

```

Kode 5: Metode Konstruktor dari Kelas HeartRateMonitor

Metode ini berguna sebagai konstruktor dari kelas HeartRateMonitor untuk menangani, antara lain:

1. Proses inisialisasi antarmuka
2. Pengaturan *backend* kamera (supaya kompatibel dengan sistem operasi pengguna)
3. Inisialisasi variabel penyimpanan
4. Inisialisasi model detector serta landmark dari MediaPipe
5. Pengaturan timer

```

67     def initUI(self):
68         """
69         Metode untuk mempersiapkan antarmuka pengguna grafis (GUI) menggunakan PyQt5.
70         Menyiapkan layout, label video, label hasil HR/RR, dan widget plot.
71         """
72         self.setWindowTitle('Real-Time Heart Rate and Respiration Monitor')
73         self.setGeometry(100, 100, 1200, 800)
74
75         # Prepare GUI elements
76         self.video_label = QLabel(self)
77         self.hr_label = QLabel('Heart Rate: -- BPM (Beat Per Minute)', self)
78         self.hr_label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
79         self.resp_label = QLabel('Respiration Rate: -- BPM (Breath Per Minute)', self)
80         self.resp_label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
81
82         # Heart Rate Plot
83         self.plot_widget_hr = pg.PlotWidget()
84         self.plot_widget_hr.setYRange(-3, 3)
85         self.plot_widget_hr.setTitle("Heart Rate Signal (rPPG)")
86         self.plot_widget_hr.setLabel('left', 'Amplitude')
87         self.plot_widget_hr.setLabel('bottom', 'Samples')
88         self.plot_curve_hr = self.plot_widget_hr.plot(pen='r')
89
90         # Respiration Rate Plot
91         self.plot_widget_resp = pg.PlotWidget()
92         self.plot_widget_resp.setYRange(-3, 3)
93         self.plot_widget_resp.setTitle("Respiration Signal")
94         self.plot_widget_resp.setLabel('left', 'Amplitude')
95         self.plot_widget_resp.setLabel('bottom', 'Samples')
96         self.plot_curve_resp = self.plot_widget_resp.plot(pen='b')
97
98         # Making Layout instance and insert the plot into the layout
99         left_layout = QVBoxLayout()
100         left_layout.addWidget(self.hr_label)
101         left_layout.addWidget(self.plot_widget_hr)
102         left_layout.addWidget(self.resp_label)
103         left_layout.addWidget(self.plot_widget_resp)
104
105         right_layout = QVBoxLayout()
106         right_layout.addWidget(self.video_label)
107
108         main_layout = QGridLayout()
109         main_layout.addLayout(left_layout, 0, 0)
110         main_layout.addLayout(right_layout, 0, 1)
111         main_layout.setColumnStretch(0, 1)
112         main_layout.setColumnStretch(1, 2)
113
114         self.setLayout(main_layout)

```

Kode 6: Metode initUI

Metode di atas ini digunakan untuk mempersiapkan kelas PyQt sebagai GUI untuk overlay dari feed live time video dan sinyal (rppg + resp) karena kelas merupakan anak dari QWidget.

```

116 def initialize_face_detector(self):
117     """
118     Menginisialisasi objek Face Detector dari MediaPipe untuk proses rPPG.
119     Model akan diunduh jika belum ada.
120
121     Returns:
122     | mediapipe.tasks.vision.FaceDetector: Objek FaceDetector yang sudah terinisialisasi.
123     """
124     model_path = download_model_face_detection()
125     BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions
126     gpu_checked = check_gpu()
127
128     if sys.platform == 'win32':
129         delegate = python.BaseOptions.Delegate.CPU
130     else:
131         delegate = python.BaseOptions.Delegate.GPU if gpu_checked == "NVIDIA" else python.BaseOptions.Delegate.CPU
132
133     options = vision.FaceDetectorOptions(
134         base_options=BaseOptions(
135             model_asset_path=model_path,
136             delegate=delegate
137         )
138     )
139     return vision.FaceDetector.create_from_options(options)

```

Kode 7: Metode initialize_face_detector

Metode di atas ini digunakan untuk menginisialisasi fungsi face_detector dari mediapipe untuk proses RPPG.

```

141 def initialize_pose_landmarker(self):
142     """
143     Menginisialisasi objek Pose Landmarker dari MediaPipe untuk proses ekstraksi
144     sinyal respirasi. Model akan diunduh jika belum ada.
145
146     Returns:
147     | mediapipe.tasks.vision.PoseLandmarker: Objek PoseLandmarker yang sudah terinisialisasi.
148     """
149     model_path = download_model_pose_detection()
150     BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions
151     PoseLandmarkerOptions = mp.tasks.vision.PoseLandmarkerOptions
152     VisionRunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode
153     gpu_checked = check_gpu()
154
155     if sys.platform == 'win32':
156         delegate = BaseOptions.Delegate.CPU
157     else:
158         delegate = BaseOptions.Delegate.GPU if gpu_checked == "NVIDIA" else BaseOptions.Delegate.CPU
159
160     options_image = PoseLandmarkerOptions(
161         base_options=BaseOptions(
162             model_asset_path=model_path,
163             delegate = delegate
164         ),
165         running_mode=VisionRunningMode.IMAGE,
166         num_poses=1,
167         min_pose_detection_confidence=0.5,
168         min_pose_presence_confidence=0.5,
169         min_tracking_confidence=0.5,
170         output_segmentation_masks=False
171     )
172
173     return mp.tasks.vision.PoseLandmarker.create_from_options(options_image)
174

```

Kode 8: Metode initialize_pose_landmarker

Metode di atas ini digunakan untuk menginisialisasi fungsi pose_detection dari mediapipe untuk proses pendeteksian sinyal respirasi pengguna.

```
175 def update_frame(self):
176     """
177     Metode utama yang dipanggil secara periodik oleh QTimer untuk memproses setiap frame.
178     Melakukan:
179     1. Pembacaan frame dari webcam.
180     2. Deteksi wajah dan ekstraksi ROI dahi untuk sinyal rPPG.
181     3. Deteksi pose dan ekstraksi sinyal respirasi berbasis landmark.
182     4. Pemrosesan sinyal (filtering, normalisasi, smoothing).
183     5. Perhitungan detak jantung dan laju pernapasan.
184     6. Pembaruan tampilan GUI (video feed, plot sinyal, label hasil).
185     """
186     ret, frame = self.cap.read()
187     if not ret:
188         print("Failed to grab frame.")
189         self.timer.stop()
190         return
191
192     h, w, _ = frame.shape
193
194     # --- rPPG Signal Extraction (Forehead ROI) ---
195     frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
196     mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=frame_rgb)
197     detection_result_face = self.face_detector.detect(mp_image)
198
199     if detection_result_face.detections:
200         detection = detection_result_face.detections[0]
201         bbox = detection.bounding_box
202
203         # --- PENYESUAIAN KOTAK HIJAU UNTUK RPPG: KIRA-KIRA SEBESAR MUKA ---
204         # Menggunakan lebar penuh wajah dan bagian atas wajah untuk ROI dahi/rPPG
205         forehead_x = int(bbox.origin_x)
206         forehead_y = int(bbox.origin_y)
207         forehead_width = int(bbox.width)
208         forehead_height = int(bbox.height * 0.4)
```

```

210 forehead_x = max(0, forehead_x)
211 forehead_y = max(0, forehead_y)
212 forehead_width = min(forehead_width, w - forehead_x)
213 forehead_height = min(forehead_height, h - forehead_y)
214
215 if forehead_width > 0 and forehead_height > 0:
216     roi_forehead = frame[forehead_y : forehead_y + forehead_height,
217                          forehead_x : forehead_x + forehead_width]
218
219     if roi_forehead.size > 0:
220         self.r_signal.append(np.mean(roi_forehead[:, :, 2]))
221         self.g_signal.append(np.mean(roi_forehead[:, :, 1]))
222         self.b_signal.append(np.mean(roi_forehead[:, :, 0]))
223
224         cv2.rectangle(frame, (forehead_x, forehead_y),
225                      (forehead_x + forehead_width, forehead_y + forehead_height),
226                      (0, 255, 0), 2) # Green rectangle for forehead
227
228 # --- Respiration Signal Extraction (Landmark-based) ---
229 detection_result_pose = self.pose_landmarker.detect(mp_image)
230
231 if detection_result_pose.pose_landmarks:
232     current_pose_landmarks = detection_result_pose.pose_landmarks[0]
233
234     # Menggunakan indeks numerik standar untuk landmark bahu
235     # LEFT_SHOULDER: 11, RIGHT_SHOULDER: 12
236     left_shoulder = current_pose_landmarks[11]
237     right_shoulder = current_pose_landmarks[12]
238
239     # Konversi koordinat normalized (0-1) ke piksel
240     shoulder_y_avg_px = int(((left_shoulder.y + right_shoulder.y) / 2) * h)
241
242     # --- PENYESUAIAN SINYAL RESPIRASI: FOKUS PADA BAHU ---
243     self.resp_signal.append(shoulder_y_avg_px) # Sinyal pernapasan hanya dari posisi Y bahu

```

```

245 # --- Gambar Kotak Merah (ROI Pernapasan) yang Mengikuti ---
246 # Lebar kotak berdasarkan jarak bahu
247 shoulder_x_min_px = int(min(left_shoulder.x, right_shoulder.x) * w)
248 shoulder_x_max_px = int(max(left_shoulder.x, right_shoulder.x) * w)
249
250 box_height_resp = 20 # Tinggi kotak, dibuat lebih tipis untuk efek "garis"
251
252 # Posisi Y kotak merah, berpusat pada rata-rata Y bahu
253 self.top_y_resp = int(shoulder_y_avg_px - (box_height_resp / 2))
254 self.bottom_y_resp = self.top_y_resp + box_height_resp
255
256 # Lebar kotak, sedikit dilebihkan dari lebar bahu
257 padding_x_resp = int((shoulder_x_max_px - shoulder_x_min_px) * 0.1) # 10% padding
258 self.left_x_resp = max(0, shoulder_x_min_px - padding_x_resp)
259 self.right_x_resp = min(w, shoulder_x_max_px + padding_x_resp)
260
261 # Pastikan koordinat tetap dalam batas frame
262 self.top_y_resp = max(0, self.top_y_resp)
263 self.left_x_resp = max(0, self.left_x_resp)
264 self.bottom_y_resp = min(h, self.bottom_y_resp)
265 self.right_x_resp = min(w, self.right_x_resp)
266
267 # Gambar kotak merah
268 if all(v is not None for v in [self.left_x_resp, self.top_y_resp, self.right_x_resp, self.bottom_y_resp]):
269     cv2.rectangle(frame, (self.left_x_resp, self.top_y_resp), (self.right_x_resp, self.bottom_y_resp), (0, 0, 255), 2) # Merah
270

```



```

272 # --- Signal Processing and Rate Calculation ---
273 # rPPG processing
274 if len(self.g_signal) >= self.fps * 10:
275     rgb_signals = np.array([self.r_signal, self.g_signal, self.b_signal])
276     rgb_signals_resaped = rgb_signals.reshape(1, 3, -1)
277
278     rppg_signal_raw = cpu_POS(rgb_signals_resaped, fps=self.fps)
279     rppg_signal = rppg_signal_raw.reshape(-1)
280
281     filtered_signal = bandpass_filter_signal(rppg_signal, 0.75, 3.0, self.fps, order=5)
282     if filtered_signal.size > 0:
283         normalized_signal = (filtered_signal - np.mean(filtered_signal)) / (np.std(filtered_signal) + 1e-6)
284         smoothed_signal = moving_average_filter(normalized_signal, window_size=int(self.fps/2))
285
286         if smoothed_signal.size > 0:
287             peaks_hr, _ = find_peaks(smoothed_signal, distance=self.fps / 3.0)
288             peak_intervals_hr = np.diff(peaks_hr) / self.fps
289             heart_rate = 60.0 / np.mean(peak_intervals_hr) if len(peak_intervals_hr) > 0 else 0
290         else:
291             heart_rate = 0.0
292
293         self.hr_label.setText(f'Heart Rate: {heart_rate:.2f} BPM (Beat Per Minute)')
294         self.plot_curve_hr.setData(smoothed_signal)
295     else:
296         self.hr_label.setText(f'Heart Rate: -- BPM (Beat Per Minute)')
297         self.plot_curve_hr.setData([])
298
299     self.r_signal, self.g_signal, self.b_signal = [], [], []

```

```

301 # Respiration processing
302 if len(self.resp_signal) >= self.fps * 10:
303     resp_signal_raw = np.array(self.resp_signal)
304
305     filtered_resp_signal = bandpass_filter_signal(resp_signal_raw, 0.1, 0.5, self.fps, order=5)
306     if filtered_resp_signal.size > 0:
307         normalized_resp_signal = (filtered_resp_signal - np.mean(filtered_resp_signal)) / (np.std(filtered_resp_signal) + 1e-6)
308         smoothed_resp_signal = moving_average_filter(normalized_resp_signal, window_size=int(self.fps/2))
309
310         if smoothed_resp_signal.size > 0:
311             resp_peaks, _ = find_peaks(smoothed_resp_signal, distance=self.fps / 0.5)
312             resp_intervals = np.diff(resp_peaks) / self.fps
313             respiration_rate = 60.0 / np.mean(resp_intervals) if len(resp_intervals) > 0 else 0
314         else:
315             respiration_rate = 0.0
316
317         self.resp_label.setText(f'Respiration Rate: {respiration_rate:.2f} BPM (Breath Per Minute)')
318         self.plot_curve_resp.setData(smoothed_resp_signal)
319     else:
320         self.resp_label.setText(f'Respiration Rate: -- BPM (Breath Per Minute)')
321         self.plot_curve_resp.setData([])
322
323     self.resp_signal = []
324
325 # Convert frame to RGB for displaying in video_label
326 frame_rgb_display = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
327 image = QImage(frame_rgb_display.data, frame_rgb_display.shape[1], frame_rgb_display.shape[0], QImage.Format_RGB888)
328 self.video_label.setPixmap(QPixmap.fromImage(image.scaled(self.video_label.size(), Qt.KeepAspectRatio, Qt.SmoothTransformation)))

```

Kode 9: Metode update_frame

Metode di atas ini digunakan untuk mengambil frame pengguna lalu ditentukan beberapa proses seperti deteksi wajah dengan mediapipe dan pose detection, lalu menentukan bounding box untuk proses selanjutnya. Untuk sinyal RPPG ditetapkan daerah dahi sebagai ROI, dan untuk sinyal respirasi ditetapkan

daerah sekitar baru sebagai ROI. Untuk Pose Detection akan diterapkan Optical Flow untuk mengurangi kinerja beban tracking setiap frame.

```

330     def closeEvent(self, event):
331         """
332         Metode turunan dari kelas QWidget yang dipanggil ketika jendela ditutup.
333         Digunakan untuk melepaskan sumber daya kamera OpenCV.
334
335         Args:
336         |     event (QCloseEvent): Objek event penutupan jendela.
337         """
338         self.cap.release()
339         cv2.destroyAllWindows()
340         print("Application closed, camera released.")
341         event.accept()

```

Kode 10: Metode closeEvent

Metode turunan dari kelas QWidget untuk melepaskan resource yang tidak dibutuhkan lagi.

3.2.4 Eksekusi Program dengan Fungsi Main

Modul main.py akan dieksekusi sebagai program utama pada proyek tugas besar ini.

```

343     if __name__ == '__main__':
344         import os
345         if not os.path.exists("models"):
346             os.makedirs("models")
347
348         app = QApplication(sys.argv)
349         ex = HeartRateMonitor()
350         ex.show()
351         sys.exit(app.exec_())

```

Kode 11: Fungsi Main

Berikut merupakan penjelasan dari fungsi di atas ini:

1. `app = QApplication(sys.argv)` digunakan untuk menginstansiasi QApplication yang baru. Pengelolaan aliran kontrol dan pengaturan utama aplikasi GUI juga diatur pada baris kode ini.
2. `ex = HeartRateMonitor()` digunakan untuk menginstansiasi jendela aplikasi utama.
3. `ex.show()` digunakan untuk membuat jendela terlihat pada layar pengguna.
4. `sys.exit(app.exec_())` digunakan untuk memulai perulangan utama dari program dan memastikan bahwa program dapat dihentikan sewaktu ditutup oleh pengguna.

3.3 Modul check_gpu.py

Pada Program ini, modul check_gpu.py digunakan untuk memeriksa apabila pengguna sedang menggunakan *Graphical Processing Unit* (GPU) atau MLX (Arsitektur Apple Silicon). Jika tersedia, modul akan memerintahkan program untuk menggunakan GPU atau MLX sebagai unit pemrosesan.

3.3.1 Import Library

Berikut merupakan penjelasan dari Import Library pada modul check_gpu.py.

```
2 import subprocess
3 import os
```

Kode 12: Import Library untuk check_gpu.py

Modul check_gpu.py hanya menggunakan dua pustaka yaitu: platform dan subprocess. Kedua pustaka ini berguna untuk mengakses informasi terkait sistem operasi yang digunakan pengguna.

3.3.2 Fungsi check_gpu

Berikut merupakan penjelasan dari fungsi check_gpu.

```
5 def check_gpu():
6     """
7     Checks for the presence of an NVIDIA GPU using nvidia-smi.
8
9     Returns:
10        str: "NVIDIA" if an NVIDIA GPU is detected, otherwise "CPU".
11    """
12    try:
13        # Try to run nvidia-smi command
14        # Capture stdout and stderr
15        result = subprocess.run(['nvidia-smi'], capture_output=True, text=True, check=True)
16        # If the command runs without error, it means nvidia-smi is available and thus an NVIDIA GPU is likely present
17        if "NVIDIA-SMI" in result.stdout:
18            print("NVIDIA GPU detected.")
19            return "NVIDIA"
20    except (subprocess.CalledProcessError, FileNotFoundError):
21        # If nvidia-smi command fails or is not found, assume no NVIDIA GPU
22        print("No NVIDIA GPU detected or nvidia-smi not found. Using CPU.")
23    return "CPU"
```

Kode 13: Fungsi check_gpu

Fungsi di atas ini berguna untuk memeriksa ketersediaan GPU pada sistem. Fungsi akan mengembalikan nilai *string*;

1. "NVIDIA" apabila pengguna menggunakan sistem dengan *Graphical Processing Unit* (GPU)
2. "MLX" apabila pengguna menggunakan sistem dengan Apple Silicon
3. "CPU" sebagai nilai *default* dimana pengguna tidak menggunakan baik GPU ataupun Apple Silicon.

3.4 Modul download_model.py

3.4.1 Import Library

Kode 18: Import Library pada modul download_model.py

Modul download_model.py hanya menggunakan 3 pustaka, yaitu: os, requests, dan tqdm.

3.4.2 Fungsi download_model_face_detection

```

3  import os
4  import requests
5  from tqdm import tqdm

```

Kode 14: fungsi download_model_face_detection

Fungsi di atas ini berguna untuk mengunduh [model face_detector](#) dari MediaPipe. Model ini digunakan untuk mendeteksi muka pengguna dalam video.

3.4.3 Fungsi download_model_pose_detection

Berikut merupakan penjelasan dari fungsi pada download_model_pse_detection:

```

12 def download_file(url, dest_folder):
13
14     if not os.path.exists(dest_folder):
15         os.makedirs(dest_folder)
16
17     file_name = url.split('/')[-1]
18     file_path = os.path.join(dest_folder, file_name)
19
20     if os.path.exists(file_path):
21         print(f"Model '{file_name}' already exists at '{file_path}'. Skipping download.")
22         return file_path
23
24     print(f"Downloading {file_name} from {url}...")
25     try:
26         response = requests.get(url, stream=True)
27         response.raise_for_status() # Raise an exception for HTTP errors
28
29         total_size_in_bytes = int(response.headers.get('content-length', 0))
30         block_size = 1024 # 1 Kibibyte
31         progress_bar = tqdm(total=total_size_in_bytes, unit='iB', unit_scale=True)
32
33         with open(file_path, 'wb') as file:
34             for data in response.iter_content(block_size):
35                 progress_bar.update(len(data))
36                 file.write(data)
37         progress_bar.close()
38
39         if total_size_in_bytes != 0 and progress_bar.n != total_size_in_bytes:
40             print("ERROR, something went wrong during download.")
41             raise IOError("Download incomplete.")
42
43         print(f"Successfully downloaded '{file_name}' to '{file_path}'.")
44         return file_path
45     except requests.exceptions.RequestException as e:
46         print(f"Error downloading {file_name}: {e}")
47
48     if os.path.exists(file_path):
49         os.remove(file_path)
50     raise

```

Kode 15: Fungsi download_model_pose_detection

Fungsi di atas ini berguna untuk mengunduh [model pose landmarker](#) dari MediaPipe. Model ini digunakan untuk mendeteksi pose tubuh pengguna dalam video (khususnya dalam bagian bahu / torso atas).

3.5 Modul heart_rate.py

3.5.1 Import Library

```
3 import numpy as np
4 from scipy.signal import butter, filtfilt
5 import cv2
6 import mediapipe as mp # Diperlukan untuk get_initial_roi
```

Kode 16: Import Library pada modul heart_rate.py

Modul heart_rate.py hanya menggunakan 3 pustaka yaitu: numpy, OpenCV, dan SciPy. 3 pustaka ini berguna dalam perhitungan algoritma *Plane Orthogonal-to-Skin* (POS).

3.5.2 Fungsi cpu_POS

Berikut merupakan penjelasan dari fungsi cpu_POS pada modul heart_rate.py:

```
8 def cpu_POS(input_video, fps):
9
10     # Reshape input_video to (3, N)
11     C = input_video[0] # Assuming input_video is (1, 3, N), take the first (and only) sample
12
13     H = np.zeros(C.shape[1]) # Initialize output signal
14
15     # Normalize the RGB channels
16     # Menghindari pembagian oleh nol jika norm(C, axis=0) menghasilkan nol
17     norm_C = C / (np.linalg.norm(C, axis=0) + 1e-6) # Add small epsilon for stability
18
19     # Calculate alpha and beta
20     alpha = np.std(norm_C[0]) / (np.std(norm_C[1]) + 1e-6)
21     beta = np.std(norm_C[0]) / (np.std(norm_C[2]) + 1e-6)
22
23     # Construct orthogonal projection plane
24     S = alpha * norm_C[0] + norm_C[1]
25     P = beta * norm_C[0] + norm_C[2]
26
27     # Calculate rPPG signal (H)
28     for t in range(C.shape[1]):
29         H[t] = S[t] - P[t]
30
31     return H
```

Kode 17: Fungsi cpu_POS

Fungsi di atas ini menggunakan algoritma *Plane Orthogonal-to-Skin* (POS) untuk menghitung sinyal rPPG atau jumlah detak jantung pengguna.

3.5.3 def initial ROI

```

89 def get_initial_roi(image, landmarker, x_size=100, y_size=30, shift_x=0, shift_y=-30):
90     """
91     Mengambil ROI awal dari frame webcam untuk mendeteksi sinyal respirasi
92     berdasarkan pergerakan posisi bahu pasien.
93
94     Args:
95         image (np.ndarray): Frame dari webcam dalam format BGR.
96         landmarker (mediapipe.tasks.vision.PoseLandmarker): Objek MediaPipe pose detector.
97         x_size (int): Setengah lebar ROI pada sumbu x. Total lebar ROI adalah 2 * x_size.
98         y_size (int): Setengah tinggi ROI pada sumbu y. Total tinggi ROI adalah 2 * y_size.
99         shift_x (int): Pergeseran ROI pada sumbu x (nilai positif menggeser ke kanan).
100        shift_y (int): Pergeseran ROI pada sumbu y (nilai positif menggeser ke bawah).
101
102     Returns:
103         tuple: Koordinat ROI (left_x, top_y, right_x, bottom_y).
104
105     Raises:
106         ValueError: Jika tidak ada pose yang terdeteksi atau dimensi ROI tidak valid.
107     """
108     image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Mengubah warna BGR ke RGB
109     height, width = image.shape[:2] # Mengambil dimensi frame webcam
110
111     # Membuat gambar MediaPipe dari frame webcam
112     mp_image = mp.Image(
113         image_format=mp.ImageFormat.SRGB,
114         data=image_rgb
115     )
116
117     # Mendeteksi pose dari frame webcam
118     detection_result = landmarker.detect(mp_image)

```

Kode 18: def initial ROI

3.5.6 fungsi ROI

```


120     if not detection_result.pose_landmarks:
121         raise ValueError("No pose detected in frame for respiration ROI initialization! Make sure your upper body is visible.")
122
123     # Mendeteksi tubuh pengguna dari landmark pertama
124     landmarks = detection_result.pose_landmarks[0]
125
126     # Mengambil landmark bahu kiri dan kanan (indeks 11 dan 12)
127     left_shoulder = landmarks[mp.solutions.pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER]
128     right_shoulder = landmarks[mp.solutions.pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER]
129
130     # Menghitung posisi tengah dari bahu kiri dan bahu kanan
131     # Koordinat landmark adalah normalisasi (0-1), jadi kalikan dengan dimensi frame
132     center_x = int(((left_shoulder.x + right_shoulder.x) / 2) * width)
133     center_y = int(((left_shoulder.y + right_shoulder.y) / 2) * height)
134
135     # Mengaplikasikan shift terhadap titik tengah
136     center_x += shift_x
137     center_y += shift_y
138
139     # Menghitung batasan ROI berdasarkan posisi tengah dan ukuran ROI
140     left_x = max(0, center_x - x_size)
141     right_x = min(width, center_x + x_size)
142     top_y = max(0, center_y - y_size)
143     bottom_y = min(height, center_y + y_size)
144
145     # Mevalidasi ukuran ROI
146     if (right_x - left_x) <= 0 or (bottom_y - top_y) <= 0:
147         raise ValueError(f"Invalid ROI dimensions: [{left_x}:{right_x}], [{top_y}:{bottom_y}]. Adjust x_size, y_size, or shift parameters.")
148
149     return (left_x, top_y, right_x, bottom_y)

```

Kode 19: Fungsi ROI

4 Hasil

Berdasarkan hasil implementasi, program berhasil mendeteksi wajah dan bahu dengan menggunakan MediaPipe.



Gambar 1: Hasil Deteksi Program

Bounding box berfungsi sebagai panduan visual bagi pengguna untuk menyesuaikan posisi tubuh agar dapat dikenali dengan baik oleh sistem. Elemen ini memberikan umpan balik secara langsung, yang membantu meningkatkan akurasi deteksi serta mempermudah interaksi pengguna.

Penggunaan **optical flow** dalam proses deteksi respirasi memberikan efisiensi tinggi karena tidak memerlukan pendeteksian ulang pada setiap frame. Hal ini membuat pemrosesan video menjadi lebih ringan dan responsif.

Penentuan **Region of Interest (ROI)** untuk masing-masing fungsi juga memainkan peran penting dalam peningkatan performa sistem. Untuk **rPPG (Remote Photoplethysmography)**, ROI ditempatkan di area dahi, yang terbukti efektif dalam menangkap sinyal detak jantung. Sedangkan untuk deteksi sinyal pernapasan, ROI difokuskan pada area di antara bahu, tepatnya di titik tengah antara landmark 11 dan 12 dari MediaPipe. Area ini dipilih karena gerakan dada sebagai indikator utama pernapasan dapat terdeteksi dengan optimal di sana.

Lebih lanjut, integrasi dengan **antarmuka grafis (GUI)** berbasis PyQt5 turut meningkatkan pengalaman pengguna. GUI ini menampilkan tampilan langsung dari kamera, visualisasi sinyal, serta estimasi BPM (baik napas maupun detak jantung) secara real-time. Penyajian informasi ini dirancang agar mudah dipahami, menjadikan aplikasi ini lebih informatif dan ramah bagi pengguna.

5 Kesimpulan

Program yang dikembangkan mampu mendeteksi detak jantung (Heart Rate/HR) dan sinyal pernapasan dengan tingkat akurasi yang tinggi, berkat penerapan teknik **Remote Photoplethysmography (rPPG)** dan **MediaPipe**. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi secara andal area wajah dan bahu, yang kemudian dijadikan acuan untuk analisis lebih lanjut. Pemilihan **Region of Interest (ROI)** — di dahi untuk HR dan di antara landmark bahu untuk pernapasan — terbukti efektif dalam menangkap sinyal yang dibutuhkan.

Penggunaan **optical flow** dalam analisis sinyal pernapasan memberikan keunggulan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk melakukan deteksi ulang pada setiap frame. Hal ini secara signifikan meningkatkan performa dan responsivitas program.

Tak hanya itu, antarmuka pengguna berbasis **PyQt5 GUI** menambah kenyamanan penggunaan dengan menampilkan tangkapan kamera secara langsung, visualisasi sinyal, serta estimasi **BPM (Breaths dan Beats per Minute)** secara real-time. Seluruh informasi disajikan secara intuitif dan mudah dipahami.

Dengan menggabungkan pendekatan visual berbasis landmark serta teknik pemrosesan sinyal yang efisien, program ini menawarkan solusi yang praktis, akurat, dan ramah pengguna untuk pemantauan HR dan respirasi berbasis gerakan tubuh.

References

- [1] W. Wang, A. C. Den Brinker, S. Stuijk, and G. De Haan, "Algorithmic principles of remote ppg," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 64, no. 7, pp. 1479–1491, 2016.
- [2] C. Massaroni, D. Lo Presti, D. Formica, S. Silvestri, and E. Schena, "Non-contact monitoring of breathing pattern and respiratory rate via rgb signal measurement," *Sensors*, vol. 19, no. 12, p. 2758, 2019.